

# Benbål-ortos

## Brukarinformation



# Syfte

Syftet med ortosen är att motverka höftluxation genom att hindra rörelse/läge som kan orsaka höftluxation.

## Att tänka på

Det är viktigt att banden är ordentligt åtdragna på höftortosen. En löst sittande ortos ger sämre funktion och kan leda till skav. Sitter ortosen för högt eller lågt försämras komforten. Då du ändrar position särskilt från stående till sittande håll i ortosen så att den inte åker upp.

## Säkerhetsrutiner

1. Inspektera ortosen så den ser hel ut.
2. Kontrollera att alla nitar och skruvar sitter fast.
3. Kontrollera låsningsskruvarna (Rang Of Motion skruvar) så att de sitter säkert på sin plats.

När och hur länge ortosen ska användas bestäms av behandlande läkare.

---

# Rengöring och skötsel

För maximal hållbarhetstid håll ludd, lösa trådar och annat material borta från kardborrebandet.

När polstringen blir smutsig kan den handtvättas med ett mildt tvättmedel och sedan plantorka.

Om de latexfria rotations-kontroll banden förlorar sin greppförmåga kan de tvättas med en tvällösning, sköljas och plantorka.

## Problem

Vid skav, tryck eller andra problem kontakta Ortopedteknik.

## Lånevillkor

Hjälpmittlet som du fått utprovat på Ortopedteknik är ett lån. Du som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Om du skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning, om det kommer bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte återlämnar det, kan du bli ersättningsskyldig.

## Frågor

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor som rör ortosen och dess användning.

---

För rådgivning, tidsbokning,  
service eller reparation:

