

Informationsblad angående uppmärkning av provlådor innehållande kolsyreis

”Utdrag ur packa provet rätt från folkhälsomyndigheten



Vid transport av frysta prov används kylklamp eller kolsyreis (torris) som läggs i en frigolitlåda. Torris omvandlas till koldioxid gas som måste kunna ventileras bort. Försändelser som innehåller torris får inte sändas med Posten AB som brev. Brev eller paket? Gå till Postens Måttguiden för mer detaljer.

Försändelser innehållande torris

Kollit ska vara märkt med texten ”KOLDIOXID SOM FAST KYLMEDEL”. ”

Information från säkerhetsrådgivarna

Säkerhetsrådgivarna i regionen har tagit fram följande etiketter som skall komplettera de ordinarie etiketterna vid försändelser av prover i torris, och för att uppfylla de nya kraven i ADR-regelverk vid transporter innehållande torris.



Etiketten till vänster har format 100x100mm och artikel nr i marknadsplatsen är: 729075 Innehåller 500ex plast etiketter.

Etiketten till höger har format 75x105mm och artikel nr i marknadsplatsen är: 729076 Innehåller 500ex plast etiketter.

Vänliga hälsningar
Regionens Säkerhetsrådgivare