

**Innan utprovning och förskrivning av Panthera U2 Light ska hänsyn tas till följande kriterier:**

- Användaren ska vara van användare av aktivrullstol och kunna hantera rullstolen i alla situationer utan tippskydd och inte ha behov av någon form av körhandtag. Tippskydd för U2 Light kommer inte att ingå i sortiment för VG. Dessa är mycket tunga (920 gram) och då försvinner rullstolens egenskap att vara extremt lätt i vikt. Behövs tippskydd rekommenderas rullstol Panthera U2.
- Användaren bör ha använt aktivrullstol med liknande ramutseende (vinkel höft-/knä-/fotled) tidigare.
- Panthera U2 Light är inte lämplig för användare som sitter i rullstol vid färd i bil eftersom rullstolen inte är krocktestad samt att ryggstödet saknar låsning.
- Inga anpassningar/specialanpassningar görs som betydligt ökar rullstolens vikt.