

Laboratoriemedicin informerar

Nr 16, 2020-12-21

Antigentest för covid-19 med Lumira DX

Laboratoriemedicin analyserar from 20-12-21 antigen tester med Lumira DX.

Provet tas med torr pinne i främre näsborrarna: rotera pinnen 4-5 ggr runt i ena näsborren under 15 sek och upprepa sedan i andra. Transport i torrt rör.

Provtagningspinnar beställs av respektive provtagande enhet från Marknadsplatsen.

Artikelnummer: 200004136

Benämning: Provtagningspinne till Lumira DX SARS-CoV-2 antigen analys

Beställning görs elektroniskt i Melior.

Använd beställningskod Nässlmh-SARS-CoV2-ag. Skriv ut etiketten, sätt på röret och lämna provet till Laboratoriemedicin.

För antigen test för covid-19 med Lumira-DX gäller inte ordinarie akut svarstid på 1 timma. Proverna analyseras kontinuerligt så fort tid finns.

Hanna Frost
Vårdenhetschef Laboratoriemedicin
0303-985 81
hanna.frost@vgregion.se

Ulrika Torberntsson
Sektionsledare PNA, provhantering, provtagning och studier
0303-98659
ulrika.torberntsson@vgregion.se