

Rullstol Kudu med vårdarbroms

Beställningsstöd

Beställningsstödet används som hjälp vid beställning och ska inte skickas in.

Kudu med vårdarbroms är i standardutförande utrustad enligt nedan beskrivning. Önskar du få rullstolen levererad med endast dessa tillbehör behöver du inte ange några artikelnummer för tillbehören utan anger endast artikelnumret för den rullstol Du önskar beställa.

	Hjulstorlek	Storlek/Sittbredd	Sitsdjup Rygghöjd	Sesam nr.
•	16tum	1 / 26 cm	22-32 cm 37-46 cm	65116
•	16tum	2 / 30 cm	27-37 cm 40-52 cm	65239
•	16tum	3 / 34 cm	31-41 cm 43-58 cm	68094
•	16tum	4 / 38 cm	35-45 cm 43-63 cm	65420
•	22tum	1 / 26 cm	22-32 cm 37-46 cm	65372
•	22tum	2 / 30 cm	27-37 cm 40-52 cm	68093
•	22tum	3 / 34 cm	31-41 cm 43-58 cm	65121
•	22tum	4 / 38 cm	35-45 cm 43-63 cm	65122



Delar	Beskrivning Standardutförande
Chassi	Stålrör, fast ram med fällbart ryggstöd. Grå
Bromsar	Vårdarbroms
Ryggstöd	Höjdregerbart
Ryggvinkel	Justerbar
Sitsdjup	Reglerbart
Sits- & ryggklädsel	Ryggdyna inkl överdrag och överdrag rygg. Exkl sittdyna.
Drivhjul	16tum med massiva däck alternativt 22tum med massiva däck och drivring plast. Exklusive ekerskydd
Länkhjul	6tum 140X40mm massiva allround. <i>Monterat i gaffelns tredje hål nedifrån</i>
Framgaffelfäste	Fast
Fotstöd	Fotplatta hel, reglerbar i höjd och vinkel centralt monterad
Tippskydd	Svängbara
Körbygel	Vinkelställbar
Armstöd	Armstöd inklusive sidoskydd
Transportfäste	Inklusive transportfäste
Sitthöjd	40 cm (höjd med sittdyna Kudu är 48 cm)

Standardinställning drivhjul:

Balansering av drivhjul (tyngdpunktsposition) är i främsta läget av 3 möjliga (mest lättrollad). För ökad stabilitet kan drivhjulen placeras 2,5 eller 5cm längre bak.








Drivhjulposition i höjddel (endast möjlig att justera för 22tum) är i mittenläge av 3 hål. Nedersta hålet används för ökad sitthöjd 42 cm i kombination med 7tum länkhjul.

Samleverans







Markera **SAMLEVERANS** när du beställer andra tillbehör än standard, om du önskar komplett rollstol.
Annars levereras varje del för sig

Standardutförande

- Grönmarkerad ruta ingår i standardutförande

Artikel	Storlek		Sesam nr.
Hjul			
• Länkhjul massiva allround	6tum		74876
Ryggdyna			
• Ryggdyna	stl 1		3195741-160 68063
• Ryggdyna	stl 2		3195741-260 68064
• Ryggdyna	stl 3		3195741-360 68065
• Ryggdyna	stl 4		3195741-460 68066
Överdrag rygg			
• Överdrag rygg	stl 1		3195744-160 68071
• Överdrag rygg	stl 2		3195744-260 68072
• Överdrag rygg	stl 3		3195744-360 68073
• Överdrag rygg	stl 4		3195744-460 68074
Armstöd			
• Armstöd vä inkl sidoskydd o fäste för bord	stl 1+2		3195712-2L 68313
• Armstöd hö inkl sidoskydd o fäste för bord	stl 1+2		3195712-2R 68314
• Armstöd vä inkl sidoskydd o fäste för bord	stl 3+4		3195712-4L 68317
• Armstöd hö inkl sidoskydd o fäste för bord	stl 3+4		3195712-4R 68318
Körbygel vinkelreglerbar			
• Körbygel	stl 1		3195629-1 68059
• Körbygel	stl 2		3195629-2 68060
• Körbygel	stl 3		3195629-3 68061
• Körbygel	stl 4		3195629-4 68062
Fotplatta hel kompl.			
• Fotplatta hel	stl 1		3195152-160 68299
• Fotplatta hel	stl 2		3195152-260 68300
• Fotplatta hel	stl 3		3195152-360 68301
• Fotplatta hel	stl 4		3195152-460 68302
• Tippskydd kompl.			31950953 65229
• Transportfäste			3195900-10 65120

Tillbehör Kudu

Artikel	Storlek			Sesam nr.
Ryggdyna formad				
Ryggdyna formad	stl 1		3195751-160	68075
Ryggdyna formad	stl 2		3195751-260	68076
Ryggdyna formad	stl 3		3195751-360	68077
Ryggdyna formad	stl 4		3195751-460	68078
<i>Överdrag rygg enligt nedan, måste också beställas</i>				
Överdrag rygg				
Överdrag rygg	stl 0		3195744-060	69072
Överdrag rygg	stl 1		3195744-160	68071
Överdrag rygg	stl 2		3195744-260	68072
Överdrag rygg	stl 3		3195744-360	68073
<i>Vid formad ryggdyna, välj en storlek mindre överdrag än dyna</i>				
Sittdyna inkl. överdrag				
Sittdyna	stl 1		3195742-160	68067
Sittdyna	stl 2		3195742-260	68068
Sittdyna	stl 3		3195742-360	68069
Sittdyna	stl 4		3195742-460	68070
Sittdyna formad inkl. överdrag				
Sittdyna formad	stl 1		3195752-160	68323
Sittdyna formad	stl 2		3195752-260	68324
Sittdyna formad	stl 3		3195752-360	68325
Sittdyna formad	stl 4		3195752-460	68326
Armstöd				
Armstöd Kudu vrb stl 1-2 vä			3195712-20L	68311
Armstöd Kudu vrb stl 1-2 hö			3195712-20R	68312
Armstöd Kudu vrb stl 3-4 vä			3195712-40L	68315
Armstöd Kudu vrb stl 3-4 hö			3195712-40R	68316
Armstödspolster överdrag rak dyna			62282-60	62492
Armstödspolster gel överdrag rak dyna			26240-60	62730
<i>Armstödspolster kan inte kombineras med bord</i>				
Bålstöd				
bålstöd fasta B9xH10cm vä	typ 0		3195401-10L	68303
bålstöd fasta B9xH10cm hö	typ 0		3195401-10R	68304
bålstöd fasta B16xH15cm vä	typ 5		3195401-30L	68307
bålstöd fasta B16xH15cm hö	typ 5		3195401-30R	68308
bålstöd fasta B12xH14cm vä	typ 6		3195401-20L	68305
bålstöd fasta B12xH14cm hö	typ 6		3195401-20R	68306
<i>Bålstöd fasta typ 5 passar endast Kudu st 4 då ryggplattan måste ha spår</i>				

Artikel	Storlek	Sesam nr.
forts Bålstöd		
Bålstöd ssb vä rakt stag medium böjd dyna		31831010-260L 68293
Bålstöd ssb hö rakt stag medium böjd dyna		31831010-260R 68294
Bålstöd ssb vä böjt stag 25mm medium böjd dyna		31831025-260L 68295
Bålstöd ssb hö böjt stag 25mm medium böjd dyna		31831025-260R 68296
Bålstöd ssb vä böjt stag 45mm medium böjd dyna		31831045-260L 68297
Bålstöd ssb hö böjt stag 45mm medium böjd dyna		31831045-260R 68298

Snäpplås bålstöd			
Snäpplås kompl sats hö/vä	typ 0+6	318910702-20	65670
Snäpplås kompl sats hö/vä	typ 5	318910702-25	68338

Bålstöd x:panda som passar Kudu. Godkänd kombination inom CE-märkningen enligt Etac.
OBS! Insexskruv enligt nedan måste beställas extra eftersom de skruvar som medföljer bålstöd x:panda är för långa. Befintlig bricka används.

Insexskruv M 8x12 m fläns	2 st insexskruv beställs/par bålstöd x:panda	310661300	68926
Bålstöd, fasta, <u>par</u>	stl 1, 11x7 cm	318910401-1	39130
	stl 2, 10x10 cm	318910401-2	39131
	stl 3, 12x14 cm	318910401-3	39132
	stl 4, 16x9 cm	318910401-4	39133
	stl 6, 12x14 cm	318910401-6	63148
Bålstöd, sidosvängbara, <u>par</u>	böjt stag liten rak dyna	3183925-660	39156
	böjt stag mellan rak dyna	3183925-560	39155
	böjt stag stor böjd dyna	3183925-160	39153

Överarmstöd justerbart			
Överarmstöd justerbart vä	stl 1	318910407-10L	68334
Överarmstöd justerbart hö	stl 1	318910407-10R	68335
Överarmstöd justerbart vä	stl 2	318910407-20L	68336
Överarmstöd justerbart hö	stl 2	318910407-20R	68337

Monteras separat eller i kombination med fasta bålstöd

Huvudstöd			
Huvudstöd anatomiskt nr 8 turtlestag 25cm		319920093-83	52304
Huvudstöd anatomiskt M turtlestag 25cm		319945493-83	35752
Huvudstöd anatomiskt litet turtlestag 25 cm		319923493-83	35750
Huvudstöd anatomiskt stort turtlestag 25cm		319967493-83	35754
Stag huvudstöd turtle kort 13cm		3198619-25	33851

Används vid kort rygg



nr 8 turtle











M turtle











litet turtle



stort turtle

Artikel		Storlek		Sesam nr.
Bord				
Bord	monteras på armstöd	one size		319576351 65575
Bord x:panda som passar Kudu. Godkänd kombination inom CE-märkningen enligt Etac. Monteras på armstöd				
Bord grått	<i>passar Kudu stl 1, 2</i>	stl 1		318910725-1 39137
Bord grått	<i>passar Kudu stl 3, 4</i>	stl 2		318910725-2 39138
Bord svängbart	<i>passar Kudu stl 1, 2</i>	stl 1		318910720-1 64421
Bord svängbart	<i>passar Kudu stl 3, 4</i>	stl 2		318910720-2 64422
Hållare ventilator				
Hylla för ventilator		stl 2-4		3195281-10 68339
Höftstöd				
Höftstöd vä sats		stl 1-2		3195713-10L 68319
Höftstöd hö sats		stl 1-2		3195713-10R 68320
Höftstöd vä sats		stl 3-4		3195713-20L 68321
Höftstöd hö sats		stl 3-4		3195713-20R 68322
<i>Minskar sittbredd 2-10cm</i>				
Knästöd				
Knästöd sidosvängbara vä*		small		3195860-10L 68327
Knästöd sidosvängbara hö*		small		3195860-10R 68328
Knästöd sidosvängbara vä*		medium		3195860-20L 68329
Knästöd sidosvängbara hö*		medium		3195860-20R 68330
<i>*endast i kombination med hel fotplatta</i>				
Knästöd yttre				
Knästöd yttre vä*		stl 1-4		3195429-10L 68309
Knästöd yttre hö*		stl 1-4		3195429-10R 68310
<i>*endast i kombination med hel fotplatta</i>				
Bendelare				
Bendelare		stl 0		3195430-0 68054
Bendelare		stl 1		3195430-1 68055
Bendelare		stl 2		3195430-2 68056
Bendelare		stl 3		3195430-3 68057
Bendelare		stl 4		3195430-4 68058
Bendelare förlängd				
Bendelare förlängd				3195430-10 66208
Polstring bendelare förlängd extra polstring på sidorna				3195430-10260 67908

Artikel	Storlek		Sesam nr.
Förlängningsdel ryggdyna			
Förlängningsdel ryggdyna + 5cm	stl 1		3195743-105 68153
Förlängningsdel ryggdyna + 5cm	stl 2		3195743-205 68154
Förlängningsdel ryggdyna + 5cm	stl 3		3195743-305 68155
Förlängningsdel ryggdyna + 5cm	stl 4		3195743-405 68156
Förlängningsdel ryggdyna + 10cm	stl 1		3195743-110 68150
Förlängningsdel ryggdyna + 10cm	stl 2		3195743-210 68151
Förlängningsdel ryggdyna + 10cm	stl 3		3195743-310 68152
Förlängningsdel ryggdyna + 10cm	stl 4		3195743-410 66407
Ryggkil			
Ryggkil kort 15cm			63012-60 57558
Ryggkil lång 30cm			63013-60 57559
Vadstöd			
Vadstöd för hel fotplatta			3185131 65418
Fotplattor delade vrb			
Fotplattor delade vrb, par	stl 1		3189143-1 39146
Fotplattor delade vrb, par	stl 2		3189143-2 39147
Fotplattor delade vrb, par	stl 3		3189143-3 39148
Stag till delade fotplattor	19 cm		318975285 40332
Stag till delade fotplattor	24 cm		318975287 21747
Stag till delade fotplattor	29 cm		318975288 16375
Fotplattor delade mod Cross			
Fotplattor delade inkl sitsförlängare	stl 2		3195151-260 68051
Fotplattor delade inkl sitsförlängare	stl 3		3195151-360 68052
Fotplattor delade inkl sitsförlängare	stl 4		3195151-460 65416
Vadband för delade fotplattor			3185131-10 68050
Hälband för delade fotplattor		3185132-10 14548	
Benstöd vs med vadstöd mod 3, passar endast från stl 2 på en sida			26100 28878
Körhandtag			
Körhandtag, par			3195370-10 68053
Ekerskydd			
Ekerskydd	22tum		62546

Artikel	Storlek	Sesam nr.
---------	---------	-----------

Stänkskärm

Stänkskärmar par	22tum	31952022	65417
------------------	-------	----------	-------



Rekommenderas att beställas till rullstol med 22tum för att förhindra stänk och skydda tiltfunktion

Stänkskärmar par	16tum	31952016	72894
------------------	-------	----------	-------

Länkhjul massiva allround

Länkhjul massivt allround, styck	7tum		74877
----------------------------------	------	--	-------

Länkhjul 7tum kan endast användas till rullstol med 22tum och sitthöjd 42 cm. Nödvändig inställning är att drivhjul 22tum är monterat i nedersta drivhjulpositionen samt att 7tum är monterat i näst nedersta hålet på länkhjulsgaffeln.

Tippskydd

Tippskydd Kudu längre kpl, par		31950958	71969
--------------------------------	--	----------	-------

Tippskydd längre ska enbart användas för 22tum drivhjul med sitthöjd 42 cm (drivhjulposition nedersta hålet) i kombination med 7tum länkhjul.

Sufflett Stingray

Sufflett Stingray svart		318740110	67921
Monteringssats sufflett Stingray		319589100	68200



Bålstöd rakt kan monteras i samma hål på ryggplattan som fäste för sufflett. Bålstöd ssb kan inte monteras i samma hål p g a att monteringssskruv som medföljer till sufflett är för kort.

Nytt utförande ryggplatta

Kudu levereras antingen med gammalt eller nytt utförande på ryggplatta. Om bålstöd ska användas ger den nya ryggplattan ökade justeringsmöjligheter samt för sufflett är tillagt hål för alternativ montering av fästet. Om det finns behov av den nya ryggplattan måste nedanstående art nr beställas - både främre och bakre ryggplatta behövs för komplett ryggstöd.

Ryggplatta främre Kudu stl 1	31137462	73816
Ryggplatta bakre Kudu stl 1	31137466	74860
Ryggplatta främre Kudu stl 2	31137462	73817
Ryggplatta bakre Kudu stl 2	31137466	74861
Ryggplatta främre Kudu stl 3	31137462	73818
Ryggplatta bakre Kudu stl 3	31137466	74862
Ryggplatta främre Kudu stl 4	31137462	73819
Ryggplatta bakre Kudu stl 4	31137466	74863

INSTALLNING	Annan inställning eller förändring på beställd rullstol	65835
--------------------	--	--------------

Inställning används alltid vid förändring från standard, lägg till text under kommentar.
Exempel på annan inställning är ändrad drivhjulposition för att få högre sitthöjd.