


**Läs noggrant igenom inställningsunderlaget för att undvika felbeställningar**

Rullstol Cross 6 är i standardutförande inställd enligt nedan beskrivning. Önskar du få rullstolen levererad med dessa inställningar behöver du inte ange några artikelnummer för inställningar.

<b>Beskrivning standardinställning</b>
Ryggstöd höjd 40 cm Sitthöjd bak 45 cm, drivhjulposition D, balansläge 3, cambervinkel 2 grader Sitthöjd fram 47 cm (länkhjul 6,5 tum, framgaffel medium)

<b>Förändring av standardinställning</b>					
Önskar du andra inställningar ange aktuellt sesamnr enligt nedan.					
sesamnr	benämning	information			
51171	Ryggstödshöjd annan än std, ange höjd	Ryggstödshöjd är steglöst justerbar 32-45 cm <i>(std 40 cm, anges inte)</i>			
Information om begränsningar vid val av sitthöjd (sitsvinkel) Max framåtvinkling: 2 cm lägre fram än bak (3 grader) Max bakåtvinkling: 6 cm högre fram än bak (9 grader)					
51172	Sitthöjd Bak annan än std, ange höjd och drivhjulposition A-H  <i>Sitthöjd std 45 cm, anges inte</i>	Se höjder och positioner nedan, <b>annat drivhjul kan behöva beställas (2 st).</b>			
		Drivhjul 20 tum	Drivhjul 22 tum	Drivhjul 24tum	Drivhjul 26tum
	Pos H	32 cm	34,5 cm	37 cm	39,5 cm
	Pos G	34 cm	36,5 cm	39 cm	41,5 cm
	Pos F	36 cm	38,5 cm	41 cm	43,5 cm
	Pos E	38 cm	40,5 cm	43 cm	45,5 cm
	Pos D	40 cm	42,5 cm	<b>45 cm</b> <i>(std)</i>	47,5 cm
	Pos C	42 cm	44,5 cm	47 cm	49,5 cm
	Pos B	44 cm	46,5 cm	49 cm	51,5 cm
	Pos A	46 cm	48,5 cm	51 cm	53,5 cm
					
51174	Balansering annan än std, ange balansläge 1-6	Se balansläge ovan. Balansläge 1 är mest lätttrullad/lättippad <i>(std 3 anges inte)</i>			
57661	Camberbricka yttre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st <i>(std 2 grader)</i>			
57662	Camberbricka inre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st <i>(std 2 grader)</i>			
Sitthöjd Fram, se nästa sida					

51176	Sitthöjd Fram annan än std, ange höjd	Se höjder nedan ( <i>std 47 cm, anges inte</i> ) . <b>Annat länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste kan behöva beställas.</b> För vissa höjder finns olika valmöjligheter av länkhjul. <b>OBS! Beställ 2 st av varje</b>
	Sitthöjd fram cm	Val av länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste
	32-39,5	Beställ länkhjul <b>4tum</b> (brukarvikt max 100kg) art nr 57570 , framgaffel kort special art nr 57658, framgaffelfäste lågt art nr 76761 och lock framgaffelfäste 51449
	36-43	Beställ länkhjul <b>5tum</b> art nr 35082 , framgaffel kort art nr 15743, framgaffelfäste lågt art nr 76761 och lock framgaffelfäste 51449
	37,5-44,5	Beställ länkhjul <b>5tum</b> art nr 35082 och framgaffel kort art nr 15743
	43-49	Beställ länkhjul <b>5tum</b> art nr 35082. Framgaffel medium ingår i standardutförande
	41-46,5	Länkhjul <b>6,5tum</b> ingår i standardutförande. Beställ framgaffel kort art nr 15743
	46-51	Länkhjul <b>6,5tum</b> och framgaffel medium ingår i standardutförande. Ange ev annan höjd än standard ( <i>std 47</i> )
	48-52	Beställ länkhjul <b>8tum (200x35mm)</b> , art nr 56978. OBS! Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Framgaffel medium ingår i standardutförande
	47-51	Beställ länkhjul <b>8tum (200x50mm)</b> , art nr 74878. OBS! Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Beställ framgaffel Transit art nr 63992
	50,5-55,5	Länkhjul <b>6,5tum</b> ingår i standardutförande. Beställ framgaffel lång art nr 66946
	52,5-56,5	Beställ länkhjul <b>8tum (200x35mm)</b> , art nr 56978. OBS! Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Beställ framgaffel lång art nr 66946