

# Laboratoriemedicin informerar

Nr 9, 2019-07-01

## Prokalcitonin analyseras på laboratoriemedicin, Kungälv Sjukhus från 190703

Från onsdag den 3 juli kl.10:00 ingår åter prokalcitonin (PCT) i analysutbudet.

### Beställning:

Elektroniskt i melior

### Rör:

Litiumheparin med gel (ljusgrön eller grön/gul kork)

### Referensintervall:

Vuxna från och med 18 år

Kvinnor <0,05 µg/L

Män <0,08 µg/L

1 vecka- t.o.m. 17 år <0,05 µg/L

På svarskommentar följer ett tolkningsförslag (µg/L):

0,1-0,5 särskilt >0,25: lokal bakterieinfektion möjlig

0,5-2,0: bakterieinfektion sannolik, sepsis möjlig

2-10: systemisk bakterieinfektion/sepsis sannolik

>10: tyder på allvarlig bakteriell sepsis/septisk chock

Kristina Josefsson  
Bitr. Verksamhetschef  
Tel. 0303-98 585

### För ytterligare information

Henrik Zetterberg  
Konsultläkare Klinisk Kemi  
Tel.031-34 30 142

Annika Brude  
Sektionsledare Kemi och Immunokemi  
Tel. 072-22 42 711