

Information färgkoder

	I sortiment, enligt tidigare upphandlingsavtal. Förskrivs i första hand. Hyrs ut till lägre pris än produkt enligt nuvarande avtal. Kan levereras om lagersaldo finns
	I sortiment, enligt nuvarande upphandlingsavtal.

Produktgrupp ISO 223621 Pekarhjälpmedel för datorer

Upphandling gäller från 2020-09-16

Sortimentsöversikten uppdaterad 2021-05-11 För mer information vg se webSESAM

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr.	Kommentar
Huvudmus				
31537	Headmouse Extreme	RehabCenter	6330-11	
65590	Headmouse Nano	Tobii Dynavox	12005055	Kompletteras med program för autoclick: 75945 Dwell Clicker
Joystick				
36275	Joysticksmus USB	Permobil	1821387	
11296	Joystick Plus Penny&Giles PS/2 o usb	Frölunda Data	F1038-USB	
26589	Joystickmus pultråda modell 3 usb	Olinder & Westerberg	1231	
33112	Joystickmus special modell 3 PS/2 m brytare i spaken	Olinder & Westerberg	1323	
33132	Joystickmus pultråda modell 3 usb m scroll	Olinder & Westerberg	1238	
56194	Joystick N-Abler	funktionsverket	151113	Mer avancerad joystick
58473	Joystick Optimax trådlös	funktionsverket		Lättgående trådlös joystick för personer med liten kraft och litet rörelseomfång. Levereras med tre utbytbara grepp liten knapp, T-handtag och stor gummiboll. Kan ställas in för höger eller vänsterhänta. Har även färgmärkta knappar för vänster, höger, dubbel och låsklick.
66874	Joystick Optima	funktionsverket	151111	Mindre joystick
66887	Joystick mini	Picomed	PI1825768	Mycket liten joystick som kräver liten kraft och rörelseförmåga. Kompletteras med stativ eller fäste.
66889	N-Abler Pro Joystick USB	funktionsverket	151115	Lättgående joystick för personer med mycket liten kraft och räckvidd samt stora problem med nedsatt precision och ofrivilliga rörelser. Anti-tremor, inställbar funktion för kompensering av tremor.

Övriga musalternativ				
Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr.	Kommentar
62661	Gyromus Quha Zono	Picomed	1828247	Ett alternativt styrsätt som ersätter datormus. Gyromusen kan placeras på glasögonbåge eller på valfri kroppsdel muspekaren styrs av rörelse.
66871	Munjoystick Lipstick inkl. bordsfäste	RehabCenter	6328-10	Ett alternativt styrsätt som ersätter en datormus. Manövreras helt och hållet med läpparna. Ansluts via USB.
34978	Munjoystick IntegraMouse Plus	Funktionsverket	241215V	Ett alternativt styrsätt som ersätter en datormus. Manövreras helt och hållet med munnen - små läpprörelser och sug/blås ger alla musfunktioner. Ansluts via USB.
75945	Program Dwell clicker. Levereras via epost	Tobii Dynavox	410507	Program för autoklick