


Mag-tarm-levermottagning • کلینیک بیماریهای بطنی، معایی و کبدی


نگهداری و تبدیل کردن دکمه

Skötsel och byte av knapp




درون شکم یا یک دانه بالون پر از آب نصب شده است. این بالون، دکمه را در معده محکم نگه میدارد.

På insidan av magen sitter en ballong fylld med vatten. Ballongen håller fast knappen i magsäcken.



محتوای معده نه می تواند که بیرون بریزد.

Innehållet i magsäcken kan inte rinna ut.




تمام آب این بالون باید در هر دو هفته یک بار تبدیل شود. این بالون باید — میلی لیتر آب داشته باشد:

Allt vatten i ballongen ska bytas varannan vecka. Ballongen ska innehålla ____ ml vatten.



۵ میلی لیتر آب را داخل شیردان (نیزل) تزریق کنید. بالون را خالی کنید و آب کهنه ی آنها بکشید. از نل آب تازه بگیرید و بالون را پر کنید.

Sätt in en 5 ml-spruta i ventilen. Töm ballongen och spruta ut det gamla vattnet. Ta nytt vatten från kranen och fyll ballongen.




اگر بیشتر از ۲ تا ۳ میلی لیتر آب بالون کم باشد، باید که آنها زود زود ملاحظه کنید.

Om det saknas mer än 2-3 ml vatten i ballongen ska vattnet kontrolleras oftare.


کلینیک بیماریهای بطنی، معایی و کبدی . Mag-tarm-levermottagning

نگهداری و تبدیل کردن دکمه

Skötsel och byte av knapp



Knappen ska bytas var tredje eller var fjärde månad.



Byt också knappen om du tror att ballongen gått sönder, eller om den läcker, eller om sjuksköterska eller läkare sagt att den ska bytas.



Tänk på att alltid ha en extra knapp hemma i rätt storlek.