

Laboratoriemedicin informerar

Nr 9, 2020-09-28

Tobramycin och Vankomycin analyseras på laboratoriemedicin, Kungälv Sjukhus från 200930

Från onsdag den 30 sept. kl.10:00 ingår Tobramycin och Vankomycin i analysutbudet.

Beställning:

Elektroniskt i melior

Rör:

Litiumheparin med gel (ljusgrön eller grön/gul kork)

Referensintervall Tobramycin:

Normalt ej förekommande. Terapeutiskt område.

Referensintervall Vankomycin:

Ej tillämbart. Terapeutiskt dalvärde 15-20 mg/L.

Kristina Josefsson
Bitr. Verksamhetschef
Tel. 0303-98 585

För ytterligare information

Henrik Zetterberg
Konsultläkare Klinisk Kemi
Tel.031-34 30 142

Annika Brude
Sektionsledare Kemi och Immunokemi
Tel. 072-22 42 711